

# Service & Onderhoud



## Ademgasanalyseapparatuur | Metabool systeem

Uw ademgasanalyseapparatuur is bij ons in goede handen! ProCare heeft meer dan 10 jaar ervaring in het onderhouden, repareren en kalibreren van ademgasanalyseapparatuur.

Wij voeren onderhoud uit aan alle merken ademgasanalyseapparatuur. Hierbij valt te denken aan de merken Cortex, Cosmed en CareFusion. Uiteraard kunt u ook met andere merken bij ons terecht voor service en onderhoud.

- **Directe hulp bij storingen**
- **Snelle doorlooptijd**
- **Veilige & Nauwkeurige apparatuur**
- **Coördinatie onderhoud**

Wij raden u aan uw ademgasanalyseapparatuur jaarlijks te laten onderhouden en kalibreren. Tijdens het onderhoud komt onze service ingenieur bij u op locatie langs en voert hij een visuele, elektronische en mechanische inspectie uit. Tevens controleert hij de apparatuur op lekstromen (volgens NEN-EN-IEC 62353). Kleine reparaties vinden veelal direct plaats zodat uw planning geen gevaar loopt. Daarnaast vindt er een software en firmware update plaatst mocht dit nodig zijn.

De kalibratie van uw ademgasanalyseapparatuur vindt plaats met een 3 liter kalibratiespuit.

## Meer informatie ontvangen?

Neem contact met ons op via [service@procarebv.nl](mailto:service@procarebv.nl) of bel 050 5731918.

[www.procarebv.nl](http://www.procarebv.nl)

## Verdere gegevens

Onze technische service (onderhoud en kalibratie) voor medische meetapparatuur is ISO 13485:2003 en ISO 9001:2008 gecertificeerd.



ISO 13485:2003 | ISO 9001:2008

Wij staan garant voor een hoge kwaliteit!

Contactinfo

Tel.no.: 050 5731918  
Email: [service@procarebv.nl](mailto:service@procarebv.nl)  
Skype: service-procare


Meetapparatuur voor professionals

# ProCare

*We take intensive Care*

ProCare B.V.  
A Lode Holding Company  
Zernikepark 16a  
9747 AN Groningen

T 050 5715074  
F 050 5716746  
[info@procarebv.nl](mailto:info@procarebv.nl)  
[www.procarebv.nl](http://www.procarebv.nl)

 @ProCare

