

Service & Onderhoud



ECG & zuigelektroden systemen

Uw ECG en zuigelektroden systeem is bij ons in goede handen! ProCare heeft meer dan 25 jaar ervaring in het onderhouden, repareren en kalibreren van ECG en zuigelektroden systemen.

Wij voeren onderhoud uit aan alle merken ECG en zuigelektroden systemen. Hierbij valt te denken aan de merken Labtech, Schiller, Welch Allyn, Cardiac Science, Custo Med, Applicard, GE en Strässle. Uiteraard kunt u ook met andere merken bij ons terecht voor service en onderhoud.

- **Directe hulp bij storingen**
- **Snelle doorlooptijd**
- **Veilige & Nauwkeurige apparatuur**
- **Coördinatie onderhoud**

Wij raden u aan uw ECG en zuigelektroden systeem jaarlijks te laten onderhouden en kalibreren. Tijdens het onderhoud komt onze service engineer bij u op locatie langs en voert hij een visuele, elektronische en mechanische inspectie uit. Tevens controleert hij de apparatuur op lekstromen (volgens NEN-EN-IEC 62353). Kleine reparaties vinden veelal direct plaats zodat uw planning geen gevaar loopt.

De kalibratie van een ECG systeem vindt plaats met een simulator. Deze simulator geeft een ECG puls af waarna gecontroleerd wordt of het ECG systeem de juiste waarden toont.

Meer informatie ontvangen?

Neem contact met ons op via service@procarebv.nl of bel 050 5731918. www.procarebv.nl

Verdere gegevens

Onze technische service (onderhoud en kalibratie) voor medische meetapparatuur is ISO 13485:2003 en ISO 9001:2008 gecertificeerd.



ISO 13485:2003 | ISO 9001:2008

Wij staan garant voor een hoge kwaliteit!

Contactinfo

Tel.no.: 050 5731918
Email: service@procarebv.nl
Skype: service-procare

Meetapparatuur voor professionals

ProCare
We take intensive Care

ProCare B.V.
A Lode Holding Company
Zernikepark 16a
9747 AN Groningen

T 050 5715074
F 050 5716746
info@procarebv.nl
www.procarebv.nl

 @ProCare

