

# Service & Onderhoud



## HUR krachtapparatuur

Uw HUR krachtapparatuur is bij ons in goede handen! ProCare heeft sinds dit jaar de exclusieve vertegenwoordiging van HUR in Nederland verkregen. Hieronder valt naast de verkoop van HUR krachtapparatuur tevens het uitvoeren van onderhoud aan deze apparatuur.

Onze service engineers hebben een gedegen training in het onderhouden van krachtapparatuur gehad. Zij zijn dan ook gecertificeerd in het onderhouden en repareren van HUR krachtapparatuur.

- **Directe hulp bij storingen**
- **Snelle doorlooptijd**
- **Veilige & Nauwkeurige apparatuur**
- **Coördinatie onderhoud**

Wij raden u aan uw krachtapparatuur jaarlijks te laten onderhouden. De service engineer zal bij u op locatie een visuele, elektronische en mechanische inspectie uitvoeren. Tevens controleert hij de apparatuur op lekstromen (volgens NEN-EN-IEC 62353). Kleine reparaties vinden veelal direct plaats zodat uw planning geen gevaar loopt.

## Meer informatie ontvangen?

Neem contact met ons op via [service@procarebv.nl](mailto:service@procarebv.nl) of bel 050 5731918.

[www.procarebv.nl](http://www.procarebv.nl)



## Verdere gegevens

Onze technische service (onderhoud en kalibratie) voor medische meetapparatuur is ISO 13485:2003 en ISO 9001:2008 gecertificeerd.



ISO 13485:2003 | ISO 9001:2008

Wij staan garant voor een hoge kwaliteit!

## Contactinfo

Tel.no.: 050 5731918  
Email: [service@procarebv.nl](mailto:service@procarebv.nl)  
Skype: service-procare

Meetapparatuur voor professionals

**ProCare**  
*We take intensive Care*

ProCare B.V.  
A Lode Holding Company  
Zernikepark 16a  
9747 AN Groningen

T 050 5715074  
F 050 5716746  
[info@procarebv.nl](mailto:info@procarebv.nl)  
[www.procarebv.nl](http://www.procarebv.nl)

 @ProCare

