

Service & Onderhoud



Kleine meetmiddelen

Uw kleine meetmiddelen zijn bij ons in goede handen! ProCare heeft meer dan 10 jaar ervaring in het onderhouden, repareren en kalibreren van meetmiddelen.

Wij voeren onderhoud uit aan alle merken meetmiddelen. Hierbij valt te denken aan de merken Hoggan, Jamar, Lafayette, Omron en Seca. Uiteraard kunt u ook met andere merken bij ons terecht voor service en onderhoud.

- Directe hulp bij storingen
- Snelle doorlooptijd
- Veilige & Nauwkeurige meetmiddelen
- Coördinatie onderhoud

Wij raden u aan uw meetmiddelen jaarlijks te laten onderhouden en (indien nodig) te laten kalibreren. Na ontvangst van uw meetmiddel op onze locatie in Groningen, zal de service engineer een visuele, elektronische en mechanische inspectie uitvoeren. Tevens controleert hij de meetmiddelen op lekstromen (volgens NEN-EN-IEC 62353). Bij reparaties of vervanging van onderdelen worden originele onderdelen gebruikt.

Meer informatie ontvangen?

Neem contact met ons op via service@procarebv.nl of bel 050 5731918.

www.procarebv.nl

Verdere gegevens

Onze technische service (onderhoud en kalibratie) voor medische meetapparatuur is ISO 13485:2003 en ISO 9001:2008 gecertificeerd.



ISO 13485:2003 | ISO 9001:2008

Wij staan garant voor een hoge kwaliteit!

Contactinfo


Tel.no.: 050 5731918
Email: service@procarebv.nl
Skype: service-procare
Website: www.procarebv.nl

ProCare
We take intensive Care

ProCare B.V.
A Lode Holding Company
Zernikepark 16a
9747 AN Groningen

T 050 5715074
F 050 5716746
info@procarebv.nl
www.procarebv.nl

 @ProCare



Meetapparatuur voor professionals