

Service & Onderhoud



Krachtmeetapparatuur

Uw krachtmeetapparatuur is bij ons in goede handen! ProCare heeft reeds 10 jaar ervaring in het onderhouden, repareren en kalibreren van krachtmeetapparatuur.

Wij voeren onderhoud uit aan alle merken krachtmeetapparatuur. Hierbij valt te denken aan de merken CSMi en Biodex. Uiteraard kunt u ook met andere merken bij ons terecht voor service en onderhoud.

- **Directe hulp bij storingen**
- **Snelle doorlooptijd**
- **Veilige & Nauwkeurige apparatuur**
- **Coördinatie onderhoud**

Wij raden u aan uw krachtmeetapparatuur jaarlijks te laten onderhouden en kalibreren. Tijdens het onderhoud komt onze service engineer bij u op locatie langs en voert hij een visuele, elektronische en mechanische inspectie uit. Tevens controleert hij de apparatuur op lekstromen (volgens NEN-EN-IEC 62353). Kleine reparaties vinden veelal direct plaats zodat uw planning geen gevaar loopt.

De kalibratie van een isokinetisch meetstation wordt uitgevoerd met ijkgewichten.

Meer informatie ontvangen?

Neem contact met ons op via service@procarebv.nl of bel 050 5731918.

www.procarebv.nl

Verdere gegevens

Onze technische service (onderhoud en kalibratie) voor medische meetapparatuur is ISO 13485:2003 en ISO 9001:2008 gecertificeerd.



ISO 13485:2003 | ISO 9001:2008

Wij staan garant voor een hoge kwaliteit!

Contactinfo

Tel.no.: 050 5731918
Email: service@procarebv.nl
Skype: service-procare

Meetapparatuur voor professionals

ProCare

We take intensive Care

ProCare B.V.
A Lode Holding Company
Zernikepark 16a
9747 AN Groningen

T 050 5715074
F 050 5716746
info@procarebv.nl
www.procarebv.nl

 @ProCare

