

Service & Onderhoud



Loopbanden

Uw loopband is bij ons in goede handen! ProCare heeft meer dan 25 jaar ervaring in het onderhouden, repareren en kalibreren van loopbanden. **Wij zijn hierin dé specialist in Nederland!**

Wij voeren onderhoud uit aan alle merken loopbanden. Hierbij valt te denken aan de merken Lode, Enraf, Bonte, Scifit, Medifit, Forcelink, Woodway en HPCosmos. Uiteraard kunt u ook met andere merken bij ons terecht voor service en onderhoud.

- **Directe hulp bij storingen**
- **Snelle doorlooptijd**
- **Veilige & Nauwkeurige apparatuur**
- **Coördinatie onderhoud**

Wij raden u aan uw loopband jaarlijks te laten onderhouden en kalibreren. Tijdens het onderhoud komt onze service engineer bij u op locatie langs en voert hij een visuele, elektronische en mechanische inspectie uit. Tevens controleert hij de loopband op lekstromen (volgens NEN-EN-IEC 62353). Kleine reparaties vinden veelal direct plaats zodat uw planning geen gevaar loopt.

De kalibratie van uw loopband wordt uitgevoerd met een tachometer (snelheidsmeter). Bij de kalibratie wordt, wanneer beschikbaar, tevens een software update uitgevoerd in de bedieningsunit. Overige beschikbare opties, zoals saturatiemeting en hartslagmeting worden geïnspecteerd en bijgesteld.

Meer informatie ontvangen?

Neem contact met ons op via service@procarebv.nl
of bel 050 5731918. www.procarebv.nl

Verdere gegevens

Onze technische service (onderhoud en kalibratie) voor medische meetapparatuur is ISO 13485:2003 en ISO 9001:2008 gecertificeerd.



ISO 13485:2003 | ISO 9001:2008

Wij staan garant voor een hoge kwaliteit!

Contactinfo

Tel.no.: 050 5731918
Email: service@procarebv.nl
Skype: service-procare

Meetapparatuur voor professionals

ProCare

We take intensive Care

ProCare B.V.
A Lode Holding Company
Zernikepark 16a
9747 AN Groningen

T 050 5715074
F 050 5716746
info@procarebv.nl
www.procarebv.nl

 @ProCare

