

Service & Onderhoud



Looplaboratorium

De apparatuur die in uw looplaboratorium (looplab) staat (2D en 3D) is bij ons in goede handen! ProCare heeft ruime ervaring in het onderhouden, repareren en valideren van videoanalyse systemen, krachtplaten en EMG systemen.

Wij voeren onderhoud uit aan de merken Vicon, CMAX, AMTi, Cometa en Delsys. Uiteraard kunt u ook met andere merken bij ons terecht voor service en onderhoud.

- **Directe hulp bij storingen**
- **Snelle doorlooptijd**
- **Veilige & Nauwkeurige apparatuur**
- **Coördinatie onderhoud**

Wij raden u aan de apparatuur in uw looplab jaarlijks te laten onderhouden en valideren. Tijdens het onderhoud komen onze service engineers bij u op locatie langs en voeren een visuele, technische en veiligheidsinspectie uit op alle apparatuur. Tevens wordt gecontroleerd of alle drivers up-to-date zijn en of er een software update beschikbaar is. Bij 3D opstellingen wordt tevens gecontroleerd of de camera's nog optimaal zijn afgesteld evenals het meetvolume. De krachtplaat wordt gevalideerd.

Uw computer wordt gecontroleerd op de aanwezige beschikbare ruimte en efficiëntie in het gebruik. Afhankelijk van de omvang van uw looplab zullen de werkzaamheden gemiddeld 1 dag in beslag nemen.

Meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op via service@procarebv.nl of bel 050 5731918. www.procarebv.nl

Verdere gegevens

Onze technische service (onderhoud en kalibratie) voor medische meetapparatuur is ISO 13485:2003 en ISO 9001:2008 gecertificeerd.



ISO 13485:2003 | ISO 9001:2008

Wij staan garant voor een hoge kwaliteit!

Contactinfo

Tel.no.: 050 5731918
Email: service@procarebv.nl
Skype: service-procare

ProCare
We take intensive Care

ProCare B.V.
A Lode Holding Company
Zernikepark 16a
9747 AN Groningen

T 050 5715074
F 050 5716746
info@procarebv.nl
www.procarebv.nl

 @ProCare



Meetapparatuur voor professionals